

BOXSAN MEDI BOXSAN MIGNON



PEDALE PER L' APERTURA



PEDALE PER L'APERTURA

BOXAN MEDI

190 x 37 x 64 - 24

BOXAN MIGNON

48 x 24 x 19 - 17 lt.

BOXSAN MEDI E MIGNON hanno il pedale per l'apertura per evitare il contatto con l'epidermide.

BOXSAN MEDI E MIGNON hanno la chiusura ermetica, per evitare che vi siano propagazioni gassose del disinfettante, all'esterno dello stesso, con possibilità di inquinamento dell'ambiente circostante, inoltre non permette la vista del contenuto.

BOXSAN MEDI E MIGNON possono essere posizionati in qualsiasi situazione in cui so debbono smaltire assorbenti igienici prettamente femminili.

Il design di **BOXSAN MEDI E MIGNON** è sobrio ed elegante e può essere inserito in qualsiasi tipo di ambiente.

La gabbietta porta disinfettante dei contenitori **BOXSAN MEDI** è posta sotto il coperchio, vicino allo scivolo di apertura e chiusura; questo importantissimo accorgimento evita che il sacco di risulta, una volta estratto per lo smaltimento, possa essere inquinato da scorie del disinfettante stesso e quindi, il prodotto finale, non dovrà essere classificato come fiuto tossico o nocivo.

bustina biologica per interno BOXSAN



sacco di risulta in nylon da asportare

